


## Specsheet

### SteriKo 600/300/44 Tray Sterilgutkorb 600x300x44 mm für Trays/Leihsiebe Edelstahl epoliert

---



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten, ohne Dekoration.

---

Bestell-Nr.:	<b>7501508</b>
Abmessungen B x T x H mm:	<b>600 x 300 x 44</b>

---

Korb stapelbar, aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche elektrolytisch poliert. Zur Aufnahme von Instrumenten und großen Trays.

Geeignet für Norm 5 Medidul Regalanlagen, Schrankanlagen mit L-Schienen sowie einsetzbar im HUPFER®KANGURUH-SYSTEM.